

D

Wärme-Therapie Pad groß

- ▶ Entspannt lang anhaltend verkrampfte und angespannte Muskulatur (z.B. im unteren Rückenbereich)
- ▶ Gleichbleibende Wärme über 8 Stunden
- ▶ Sehr angenehme und gut verträgliche Wärme

Das neue Hansaplast Wärme-Therapie Pad mit seiner sehr angenehmen und gut verträglichen Wärme lindert wirksam Schmerzen und entspannt verkrampfte und verspannte Muskulatur. Sein sauerstoffaktiviertes System zur Wärmeentwicklung bietet tiefenwirksame, angenehme und gleichbleibende Wärme für 8 Stunden. Die Wärmeelemente sind von weichem, hautfreundlichen Material umgeben und enthalten natürliche Stoffe (z.B. Eisen und Aktivkohle), die sich erwärmen, sobald sie mit Sauerstoff in Berührung kommen. Das flexible Hansaplast Wärme-Therapie Pad kann gezielt auf die schmerzende Stelle angebracht werden. Es haftet gut auf der Haut und kann einfach wieder entfernt werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur zum einmaligen Gebrauch. Bei Zimmertemperatur (25°C) lagern.

F

Patch Chauffant grand

- ▶ Soulage durablement les muscles tendus et contractés (par ex. du dos)
- ▶ Chaleur constante pendant 8 heures
- ▶ Chaleur très agréable et bien tolérée

Le nouveau Patch Chauffant Douleurs musculaires soulage efficacement les douleurs musculaires. Sa chaleur très agréable et bien tolérée décontracte les crampes et les muscles tendus. Son système activé à l'air diffuse de la chaleur agréable et constante pendant 8 heures et agit en profondeur. Les cellules calorifiques douces sont enveloppées d'un matériau qui respecte la peau et contiennent des substances naturelles (par ex. fer et charbon) qui se réchauffent au contact de l'oxygène. Le Patch Chauffant Hansaplast est souple et peut être appliqué précisément sur la zone douloureuse. Il adhère bien à la peau et se retire facilement. Conserver hors de portée des enfants. A usage unique. Conserver à température ambiante (25°).

I

Cerotto a Calore Terapeutico grande

- ▶ Rilassa a lungo i muscoli tesi e contratti (per es. nell'area della schiena)
- ▶ Calore costante per oltre 8 ore
- ▶ Calore molto piacevole e ben tollerato

Il nuovo Cerotto a Calore Terapeutico Hansaplast, con il proprio calore molto piacevole e ben tollerato, allevia efficacemente i dolori e rilassa i muscoli tesi e contratti. Il sistema di calore è attivato al contatto con l'aria garantendo un'azione riscaldante profonda, piacevole e duratura per 8 ore. Le celle di rilascio del calore sono rivestite di morbido materiale delicato sulla pelle e contengono ingredienti naturali (per es. ferro, carbone) che si riscaldano non appena sono a contatto con l'ossigeno. Il cerotto flessibile a calore terapeutico Hansaplast può essere applicato esattamente sul punto dolente. Aderisce bene sulla pelle e si rimuove facilmente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Monouso. Conservare a temperatura ambiente (25°C).



Vor Anwendung bitte Packungsbeilage beachten.
Avant utilisation, veuillez consulter la notice.
Prima dell'utilizzo leggere il foglietto illustrativo.